

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Avenida da Saúde, 415 - Jardim Nossa Senhora de Fátima - C.G.C. 47.716.204/0001-97 - Inscrição Estadual: Isenta

- Solicitação de Compra -

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 23336		Data: 11/12/2018		Por: CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZ.
1	450	LT	1003	DETERGENTE ENZIMÁTICO C/ CINCO ENZIMAS

Ficha Técnica:

DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR NO MÍNIMO 5 ENZIMAS, DETERGENTE NÃO IÔNICO / ANIÔNICO, pH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSO DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 5000ml, POUCA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM COR E SEM AROMATIZANTE.

DEVERÁ SER APRESENTADO:

- LAUDO DE ATIVIDADE PROTEOLÍTICA;
- LAUDO DO PH DO PRODUTO PURO E NA DILUIÇÃO DE USO;
- ESTUDO DE ESTABILIDADE ACELERADA OU DE LONGA DURAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DURANTE O PRAZO DE VALIDADE PROPOSTO;
- VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES DA DATA DA ENTREGA.

APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA OU RDC 55/2012.

- PARA ANÁLISE DO PREÇO SERÁ CONSIDERADO O PREÇO DO LITRO DILUÍDO DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES PARA USO DO FABRICANTE, CONSIDERANDO A DILUIÇÃO PARA LAVADORA ULTRASSÔNICA.

A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM COMODATO:

- 01 LAVADORA ULTRASSÔNICA

CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 LITROS, TODA EM AÇO INOX, COM AQUECIMENTO, DRENO E REGISTRO PARA FACILITAR A LIMPEZA E DRENAGEM DO LÍQUIDO DO TANQUE, TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL, CESTO COM FURAÇÕES PARA MAXIMIZAR O RENDIMENTO DO ULTRA-SOM.

DISPOSITIVO CANULADO, COM NO MÍNIMO SEIS SAÍDAS, IDEAL PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CANULADOS E DE VIDEO CIRURGIA.

VOLTAGEM 127-220 VOLTS

CAPACITAÇÃO:

TREINAMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DA CENTRAL DE MATERIAL DENTRO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

MANUTENÇÃO:

A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA LAVADORA COM E SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA SEM CUSTO ADICIONAL AO HOSPITAL.

A MANUTENÇÃO CORRETIVA DEVERÁ SER EFETUADA NO PRAZO MÁXIMO DE 02 DIAS ÚTEIS APÓS SOLICITAÇÃO DA CENTRAL DE MATERIAL.

A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE.

CASO OCORRA DANO AO EQUIPAMENTO POR MAL USO A EMPRESA DEVERÁ FORNECER UM RELATÓRIO PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ENFERMAGEM E DEPARTAMENTO TÉCNICO DO HOSPITAL PARA EVENTUAL RESSARCIMENTO A EMPRESA.

APRESENTAR CATÁLOGO COM DESCRITIVO TÉCNICO DA LAVADORA.

APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA DA LAVADORA.